



Type A Disposable
Linear Cutter Staplers

一次性使用直线型切割吻合器

注册证号：浙械注准20152080241

浙江格宜医疗器械有限公司

ZHEJIANG GEYI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

A型 一次性使用直线型切割吻合器 Type A Disposable Linear Cutter Staplers

产品特性:

1. 开口较大，有助于调整位置
2. 独特的击发按钮，有利于左右手操作
3. 中间锁定装置，锁定更加方便可靠
4. 进口钛钉，提高更高强度和拉伸度
5. 整体成形的钉砧，确保吻合钉B字形完整
6. 刀片与钉仓一体设计，具有更佳的切割效果

Product characteristics:

1. Bigger jaw, easier to adjust position .
2. Unique firing button, in favor of left and right hand operation .
3. The intermediate locking mechanism is more convenient and reliable to lock.
4. Imported titanium wire to offer better strength and stretch.
5. One step forming anvil to ensure the staples formed B shape completely.
6. Integrated design of blade and cartridge for bringing better cutting effect.

适用范围

适用于临床消化道组织的离断、切除和吻合

Application Scope:

Suitable for dividing, resection and anastomosis in the alimentary canal operation.

规格型号 Model & Specification :

产品型号 Model&Specification	组件型号 Component Model	缝合长度 (mm) Suture Length(mm)	钉高 (mm) Staple Height (mm)	钉数 (个) Staple Quantity
GYCW-(A) 60L	GYCW-(A) 60L	63	3.8	64
GYCW-(A) 60H	GYCW-(A) 60H		4.8	
GYCW-(A) 80L	GYCW-(A) 80L	83	3.8	84
GYCW-(A) 80H	GYCW-(A) 80H		4.8	
GYCW-(A) 100L	GYCW-(A) 100L	103	3.8	104
GYCW-(A) 100H	GYCW-(A) 100H		4.8	